

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
Detektor fluorescencyjny do chromatografu cieczowego Varian 920-LC	
Zakres spektralny po stronie wzbudzenia: 200–730 nm	
Zakres spektralny po stronie emisji: 280-730 nm	
Czułość linii Ramanowskiej wody (S/N): co najmniej 350:1	
Programowane w czasie zmiany długości fali wzbudzenia-emisji	
Przetwornik analogowo-cyfrowy kompatybilny z oprogramowaniem Galaxie	
Sterownik do podłączenia detektora do oprogramowania Galaxie	
Montaż, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania z chromatografem cieczowym Varian 920-LC i oprogramowaniem Galaxie	