

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</b>	<b>OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU</b>
<p>Szlifierko-polerka z regulowaną prędkością obrotową dysku (50- 500 obr/min), do pracy z dyskami o średnicy 230, 250 i 300mm, z automatycznym zaworem wodnym, pierścieniem przeciwrozpryskowym oraz plastikową wkładką do miski zlewowej. Może być wyposażona w głowicę 50/ -100.1/3 x 200-240 V / 50-60 Hz – 1 szt.</p>	
<p>Pokrywa do przykrycia przestrzeni roboczej z dyskiem, gdy szlifierko-polerka nie jest używana – 1 szt.</p>	
<p>Dysk magnetyczny z gniazdem stożkowym, 300 mm, z mocowaniem stożkowym ułatwiającym wymianę. średnica Ø 300 mm – 1 szt.</p>	
<p>Półautomatyczna głowica do obróbki od 1 do 6 próbek. 24 V DC – 1 szt.</p>	
<p>Pierścień przeciwrozpryskowy do pracy półautomat. ø300mm do pracy półautomatycznej w szlifierko-polerkach z dyskiem magnetycznym o średnicy 250 lub 300 mm. Szlifierko-polerka z pierścieniami przeciwrozpryskowymi do pracy ręcznej, zapewniającymi małą szczelinę pomiędzy dyskiem a pierścieniem, aby zapobiec wpadnięciu próbki pod dysk. – 1 szt.</p>	
<p>Płytki uchwytu próbek (6 x 1") do pracy z dociskiem indywidualnym. grubość 4mm, na 6 próbek o średnicy 1" – 1 szt.</p>	
<p>Płytki uchwytu próbek (6 x 30mm) do pracy z dociskiem indywidualnym. grubość 4mm, na 6 próbek o średnicy 30mm – 1 szt.</p>	
<p>Łącznik do płytek uchwytów próbek, do pracy z dociskiem indywidualnym - 2 szt.</p>	
<p>Dozownik z mechanizmem do regulacji dozowania kroplowego. Do dozowania zawiesin diamentowych i lubrykantów. Do stosowania ze standardowymi butelkami o pojemności 500 ml/1000ml. Dostarczany z jedną, pustą butelką 1000 ml – 1 szt.</p>	

<p>Zakrętka do dozownika i standardowych butelek o pojemności 500 ml/1000 ml. Do dozowania zawiesin diamentowych i lubrykantów, z mechanizmem do regulacji dozowania kroplowego – 1 szt.</p>	
<p>Wspornik ustawiany na stole obok szlifierko-polerki, do stosowania ze standardowymi butelkami o pojemności 500 ml/1000 ml. Do dozowania zawiesin diamentowych i lubrykantów, z zakrętką do dozownika z mechanizmem do regulacji dozowania kroplowego – 1 szt.</p>	
<p>Uchwyt próbek 6x(12-40) do próbek inkludowanych i nie inkludowanych, średnica 160mm, wykonany z aluminium do 6 próbek o średnicy 12-40 mm – 1 szt.</p>	
<p>Szafka do przechowywania tarcz szlifierskich i polerskich typu MD. 9 półek do przechowywania tarcz o średnicy 300 mm (12"), 250 mm (10") lub 200 mm (8") – 1 szt.</p>	